Лабораторная работа №6.10.4

Магнитный момент лёгких ядер

Автор работы: Хоружий Кирилл

От: 28 февраля 2022 г.

Цель работы

- 1. Исследовать ядерный магнитный резонанс.
- 2. Пронаблюдать сигнал ЯМР от различных ядер.
- 3. Определить g-фактор для ядер.

Оборудование




Рис. 1: Схема экспериментальной установки

- 1. Генератор
- 2. Исслудуемый образец
- 3. Трансформатор
- 4. Электромагнит
- 5. Катушки, питаемые постоянным током, создающее основное магнитное поле
- 6. Моделирующие катушки, возбуждающие дополнительное поле
- 7. Лимб, меняющий емкость генератора, а следовательно, и частоту генератора
- 8. Потенциометр, регулирующий напряжение на катушках.

ТеорМин

Взаимодействие магнитного диполя с внешним полем приводит к появлению поправки

$$E = -(\boldsymbol{\mu}, \mathbf{B}).$$

Вектор μ ориентирован по направлению полного момента количества движения \mathbf{M} :

$$\mu = \gamma \mathbf{M},$$

где γ — гиромагнитное соотношение. g-фактор

$$g = \frac{\hbar}{\mu_{\scriptscriptstyle \mathrm{H}}} \gamma, \quad \Rightarrow \quad \boldsymbol{\mu} = \frac{\mu_{\scriptscriptstyle \mathrm{H}}}{\hbar} g \mathbf{M}.$$

Квадрат вектора ${\bf M}$ и его проекция определяются формулами

$$\mathbf{M}^2 = \hbar^2 I(I+1), \ M_z = m\hbar,$$

где I – спин ядра, а m – целое число, по модулю не превосходящее I. Тогда, проектируя ${\bf M}$ и ${m \mu}$ на направление вектора B, получим

$$\mu_B = \frac{\mu_{\text{\tiny H}}}{\hbar} g M_B = \mu_{\text{\tiny H}} g m.$$

Таким образом, разница между расщепившимися уровнями энергии будет

$$\Delta E = B\Delta \mu_B = B\mu_{\pi}g.$$

Между компонентами расщепившегося уровня могут происходить электромагнитные переходы. Переходы с нижних компонент на верхние требуют затрат энергии и происходят лишь под действием внешнего высокочастотного поля. Энергия квантов, вызывающих электромагнитные переходы, точно определена, стало быть явление носит резонансный характер. Соответствующая частота

$$\omega = \frac{\Delta E}{\hbar} = \frac{\mu_{\text{\tiny M}}}{\hbar} Bg.$$

Возбуждение переходов между компонентами расщепившегося ядерного уровня носит название ядерного магнитного резонанса.

Измерения

Найдём резонансную частоту f_0 для образцов.




Рис. 2: Осциллограммы для воды и резины

С помощью детектора Холла определим магнитное поле в щели прибора (таблица 1).

Таблица 1: Измерение д-фактора

| Nº | материал | f_0 , МГц | B_0 , мТл | $\mu^{\text{эксп}}, \mu_{\text{я}}$ | $\sigma_{\mu},\mu_{\scriptscriptstyle \mathrm{H}}$ | $g^{\mathfrak{s}_{\mathrm{KCII}}}$ | σ_g | g^{raf} |
|----|------------|-------------|-------------|-------------------------------------|--|------------------------------------|------------|------------------|
| 1 | резина (Н) | 9.805 | 230 | 2.79 | 0.03 | 5.57 | 0.05 | 5.59 |
| 2 | тефлон (F) | 9.800 | 245 | 2.62 | 0.02 | 5.23 | 0.04 | 5.26 |
| 3 | вода (Н) | 9.800 | 230 | 2.79 | 0.03 | 5.57 | 0.05 | 5.59 |

Также найдём д-фактор и магнитный момент по формулам

$$g = \frac{2\pi\hbar f_0}{\mu_{\scriptscriptstyle \rm H} B_0}, \qquad \mu = g\mu_{\scriptscriptstyle \rm H} I$$

 $g=\frac{2\pi\hbar f_0}{\mu_{\rm H}B_0}, \qquad \mu=g\mu_{\rm H}I,$ где $I=\frac{1}{2}$ для H и F, $\mu_{\rm H}=5.05\cdot 10^{-27}$ Дж/Тл. Занесем полученные результаты в таблицу.

Выводы

Получен сигнал ЯМР для водорода и фтора. Найдено значение д-фактора ядер водорода и фтора, а также их магнитный момент. Значения g-фактора совпало с табличными значениями в пределах погрешности, данный метод (ЯМР) позволяет определять магнитный момент ядер с хорошей точностью.

Приложение

Образец 2 помещён внутрь катушки, входящей в состав генератора. Генератор представляет собой часть индикаторной установки 1, магнитное поле в образце создаётся с помощью электромагнита 4. Основное магнитное поле создаётся с помощью катушек 5, питаемых постоянным током. Величина тока регулируется реостатом R и измеряется амперметром A. Небольшое дополнительное поле возбуждается модулирующими катушками 6, присоединёнными к сети переменного тока через трансформатор 3. Напряжение на катушках регулируется потенциометром 8.

Основной частью установки является генератор слабых колебаний. Он представлет собой усилитель с положительной обратной связью, благодаря которой поддерживается непрерывная генерация. Катушка с образцом и находящийся в ящике 1 конденсатор переменной ёмкости образуют сеточный контур генератора. Ёмкость конденсатора можно менять, поворачивая лимб 7. При наступлении ЯМР поглощение энергии в образце увеличивается, добротность сеточного контура падает и амплитуда генерации уменьшается. Высокочастотный сигнал с генератора усиливается и детектируется.

Детектирование сигнала ЯМР осуществляется с помощью промышленного прибора. Модуляция магнитного поля осуществляется с помощью небольшой катушки, частота модуляции ≈ 50 Гц. В зазоре электромагнита устанавливается холловский измеритель магнитного поля, а измерения ЯМР проводятся на резине (измеряется ЯМР на протонах), тефлоне (в состав входит фтор) и тяжелой воде.

Сигнал ядерного магнитного резонанса наблюдается на экране осциллографа. На рисунке 3 изображен временной ход магнитного поля электромагнита. Как уже отмечалось, постоянная часть поля создается основными, а переменная — модулирующими катушками. При правильной настройке установки магнитное поле колеблется около резонансного значения, пересекая его два раза за каждый период изменения тока в модулирующих катушках. Как видно из рисунке 3, время, проходящее между следующими друг за другом пересечениями, одинаково при точном равенстве постоянного магнитного поля резонансному значению B_0 (рис. 3a) и различается при неточном их соответствии (рис. 3б) основной составляющей магнитного поля.




Рис. 3: Временная зависимость магнитного поля и сигнала ядерного магнитного резонанса.